

DRINGENDE brief over correctie m.b.t. medisch apparaat

Philips Respironics – Sleep and Respiratory Care
Bericht voor patiënten

Amara View Minimal Contact Full Face-masker
DreamWear Full Face-masker
DreamWisp-neusmasker met kussen over de neus
Wisp-neusmaskers en Wisp Youth-neusmaskers
Therapy-masker 3100 NC/SP

December 2022

Dit document bevat belangrijke informatie voor het veilig gebruik van uw maskers met magneten

- Lees de volgende informatie en veelgestelde vragen over de bijgewerkte Contra-indicatie en Waarschuwing – Correctie Philips Respironics-maskers met magneten (“Veelgestelde vragen”). Het is belangrijk dat u weet wat de consequenties zijn van dit bericht.

Beste patiënt,

De volgende Philips Respironics-patiëntinterfaceapparaten (gezichts- en neusmaskers) bevatten magneten: Amara View Minimal Contact Full Face-masker, DreamWear Full Face-masker, DreamWisp-neusmaskers met kussen over de neus, Wisp-neusmaskers, Wisp Youth-neusmaskers en Therapy-masker 3100 NC/SP.

Deze dringende brief over een correctie m.b.t. een medisch apparaat is bedoeld om u te informeren dat Philips Respironics de bestaande 'Contra-indicaties' en 'Waarschuwing' van de bovenstaande maskers met magneten bijwerkt naar onderstaande.

Contra-indicatie: *het gebruik van het masker is gecontra-indiceerd voor patiënten en hun gezinsleden, verzorgers en bedpartners die geïmplanteerde hulpmiddelen hebben die door magneten kunnen worden beïnvloed en die zich mogelijk in de nabijheid bevinden van patiënten die de maskers gebruiken, waaronder o.a.:*

- *Pacemakers*
- *Implanteerbare cardioverter-defibrillators (ICD)*
- *Neurostimulatoren*
- *Magnetische metalen implantaten/elektroden/kleppen geplaatst in bovenste ledematen, romp of hoger (d.w.z. nek en hoofd)*
- *CSF-shunts (cerebrospinale vloeistof) (bijv. VP-shunt (ventriculoperitoneale shunt))*
- *Aneurysma-clips*
- *Embolische spoelen*
- *Hulpmiddelen voor intravasculaire flowonderbreking bij intracranieel aneurysma*
- *Metalen craniële platen, schroeven, afdekkingen van boorgaten en hulpmiddelen ter vervanging van botten*
- *Metalen splinters in het oog*
- *Oculaire implantaten (bijv. glaucoomimplantaten, retinale implantaten)*
- *Bepaalde contactlenzen met metaal*
- *Implantaten om het gehoor of de balans te herstellen met een geïmplanteerde magneet (zoals cochleaire implantaten, geïmplanteerde gehoorapparaten met botgeleiding en auditieve hersenstamimplantaten)*
- *Magnetisch kunstgebit*
- *Metalen gastro-intestinale clips*
- *Metalen stents (bijv. aneurysma, coronair, tracheobronchiaal, biliaire)*
- *Implanteerbare poorten en pompen (bijv. insulinepompen)*
- *Hypoglossale zenuwstimulators*

- Apparaten die zijn gelabeld als MR-onveilig (magnetische resonantie)
- Magnetische metalen implantaten die niet zijn gelabeld voor MR of die niet zijn geëvalueerd voor de veiligheid in een magnetisch veld

Waarschuwing: in het masker worden magneten met een magnetische veldsterkte van 400 mT gebruikt. Met uitzondering van de hulpmiddelen die in de contra-indicatie worden genoemd, dient u ervoor te zorgen dat het masker op een afstand van minstens ongeveer 15,24 cm wordt gehouden van andere medische implantaten of medische hulpmiddelen die door de magnetische velden kunnen worden beïnvloed om mogelijke effecten van plaatselijke magnetische velden te voorkomen. Dit geldt ook voor gezinsleden, verzorgers en bedpartners die zich mogelijk in de nabijheid bevinden van patiënten die de maskers gebruiken.

1. De aard van het probleem en de omstandigheden waaronder het zich kan voordoen

- De aangetaste maskers bevatten magneten die de werking kunnen beïnvloeden en/of de beweging/ontwrichting van medische implantaten of medische hulpmiddelen kunnen veroorzaken die door magnetische velden kunnen worden beïnvloed.
- Zie de contra-indicatie en waarschuwing in deze kennisgeving voor meer informatie.

2. Beschrijving van het gevaar/letsel dat met het probleem samenhangt

- Met uitzondering van de hulpmiddelen die in de contra-indicatie worden genoemd, kunnen de magneten, als ze op minder dan ongeveer 15,24 cm afstand van een metalen implantaat of hulpmiddel worden geplaatst, tot gevolg hebben dat het hulpmiddel niet naar behoren functioneert, wat kan leiden tot ernstig letsel.
- Sinds 14 oktober 2022 zijn er vijftientig rapporteerbare gebeurtenissen geweest waarbij vermoed werd dat de magneten in de maskers de medische hulpmiddelen van patiënten hebben beïnvloed, waaronder: storing bij pacemaker, storing bij pacemaker met vervanging als gevolg, noodzaak van aanpassing van shunt, resetten van automatische implanteerbare cardioverter-defibrillator (AICD), aanvallen, regelmatig uitschakelen van defibrillator, aritmie, onregelmatige bloeddruk, verandering van hartslag en cognitieve problemen.

3. Betrokken producten en hoe deze te identificeren

Afbeeldingen 1 – 5 tonen de afbeeldingen van de betreffende maskers en afbeelding 6 (volgende pagina) bevat hun onderdeelnummers. De magnetische hoofdbandclips op deze maskers zijn omcirkeld. Gebruik de onderstaande afbeeldingen (afbeeldingen 1-5) en de onderdeelnummers (zie afbeelding 6) in deze brief om te bepalen of het masker van u of uw patiënt ook magnetische hoofdbandclips gebruikt. Deze maskers zijn bedoeld als interface voor het toedienen van CPAP- of Bi-level-therapie aan patiënten.



Afbeelding
1: Amara
View Full
Face-masker



Afbeelding
2:
DreamWisp-
neusmasker



Afbeelding
3:
DreamWear
Full Face-
masker



Afbeelding
4: Wisp- en
Wisp Youth-
neusmasker



Afbeelding
5: Therapy-
masker 3100
NC/SP

4. Patiënten moeten de volgende maatregelen nemen om risico's te voorkomen:

- 4.1. **STOP** met het gebruik van het betrokken masker als het implantaat/medische hulpmiddel is gecontra-indiceerd voor de magneten in het masker. Patiënten moeten hun arts onmiddellijk raadplegen om te bepalen of voor hun therapie een ander masker kan worden gebruikt. Schakel in de tussentijd over op een niet-magnetisch masker, indien beschikbaar, voor verdere therapie. Voer het masker met magneten op de juiste wijze af nadat een alternatief is verkregen.
- 4.2. Als u en/of gezinsleden, verzorgers en bedpartners die zich mogelijk in uw nabijheid bevinden, geen geïmplanteerde medische hulpmiddelen of metaalsplinters in de ogen hebben, is er geen actie nodig.
- 4.3. Gezinsleden, verzorgers en bedpartners met een medisch implantaat/hulpmiddel moeten ervoor zorgen dat het masker minimaal ongeveer 15,24 cm uit de buurt van de medische implantaten/hulpmiddelen blijft.
- 4.4. Neem contact op met de klantenservice van Philips Respironics voor meer informatie over niet-magnetische maskers. Neem contact op met uw leverancier als u een vervangend masker zonder magnetische hoofdbandclips wilt aanvragen of als u niet-magnetische hoofdbandclips wilt aanvragen.

5. Acties die Philips Respironics heeft gepland om het probleem te verhelpen

Philips Respironics werkt de bestaande Contra-indicatie en Waarschuwing bij zoals vermeld in deze correctiebrief.

6. Als u verdere informatie of ondersteuning over dit probleem nodig hebt, kunt u de volgende bronnen raadplegen:

- Ga naar deze Philips Respironics-website:
[Vrijwillige kennisgeving van wijzigingen in labels voor maskers met magneten \(philips.nl\)](#)
- Neem contact op met uw plaatselijke Philips Respironics-vertegenwoordiger : +31 (0)40 7001210

Deze update van het veiligheidsbericht is gerapporteerd aan de betreffende regelgevende instanties.

Philips Respironics betreurt eventueel ongemak dat door dit probleem is veroorzaakt.

Met vriendelijke groeten,

Thomas Fallon
Head of Quality, Philips Respironics.

Apparaten waarop dit probleem betrekking heeft - Afbeelding 6:

Amara View Minimal Contact Full Face-masker	
Onderdeelnr.	Beschrijving
1090602	S Amara View-masker met hoofdband
1090603	M Amara View-masker met hoofdband
1090604	L Amara View-masker met hoofdband
1090622	S Amara View-masker met hoofdband, DOM
1090623	M Amara View-masker met hoofdband, DOM
1090624	L Amara View-masker met hoofdband, DOM
1090641	XS Amara View-masker met hoofdband, JPN
1090642	S Amara View-masker met hoofdband, JPN
1090643	M Amara View-masker met hoofdband, JPN
1090644	L Amara View-masker met hoofdband, JPN
1090651	XS Amara View-masker SE met hoofdband, JPN
1090652	S Amara View-masker SE met hoofdband, JPN
1090653	M Amara View-masker SE met hoofdband, JPN
1090654	L Amara View-masker SE met hoofdband, JPN
1090662	S Amara View-masker met hoofdband, INTL
1090663	M Amara View-masker met hoofdband, INTL
1090664	L Amara View-masker met hoofdband, INTL
1090670	Amara View-masker met hoofdband, FitPack
1090696	RP – Amara View-hoofdband, L
1090697	RP-Amara View-hoofdband, standaard
1135080	S AMARA-VIEW-MASKER SE MET HOOFDBAND
1135081	M AMARA VIEW-MASKER SE MET HOOFDBAND
1135082	L AMARA VIEW-MASKER SE MET HOOFDBAND
1136626	Amara View-magneetclip
1090670RTL	AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, FITPACK-RTL
1136626RTL	Amara View Full Face-magneetclips
1127142	S AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, JPN
1127143	M AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, JPN
1127144	L AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, JPN
1127145	RP – AMARA VIEW-HOOFDBAND, L
1127146	RP-AMARA VIEW-HOOFDBAND, STANDAARD
1127198	XS AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, JPN
1130677	L AMARA VIEW-MASKER SE MET HOOFDBAND, JPN
1130701	XS AMARA VIEW-MASKER SE MET HOOFDBAND, JPN
1130702	S AMARA VIEW-MASKER SE MET HOOFDBAND, JPN
1130728	M AMARA VIEW-MASKER SE MET HOOFDBAND, JPN
1141323	25 S Amara View met 1DS Pro
1141324	25 S Amara View met 1DS Auto
1141327	25 M Amara View met 1DS Pro

Wisp- en Wisp Youth-neusmasker	
Onderdeelnr.	Beschrijving
1094050	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1094051	WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET MAGN. CLIPS, DOM
1094053	WISP-MASKER, VS, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND
1094060	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, INTL
1094061	WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, INTL
1094062	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, INTL SE
1094070	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, JPN SE
1094071	P, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, JPN
1094072	S/M, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, JPN
1094073	L, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, JPN
1109298	WISP YOUTH-MASKER, STOF, MET MAGN. CLIPS, DOM
1113954	XL, Wisp-masker, stoffen frame, met hoofdband, JP
1117119	MW, Wisp-masker, stoffen frame, met hoofdband, JP
1118060	P, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1118061	S/M, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1118062	L, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1118063	XL, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1118064	P, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1118065	S/M, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1118066	L, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1118067	XL, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
1120434	Magnetische hoofdbandclip Wisp/DreamWisp, RP
1137360	Wisp-neusmasker voor laboratoria, stoffen frame, DOM
1137361	Wisp-neusmasker voor laboratoria, transparant frame, DOM
1137366	S/M, Wisp-masker voor laboratoria, stoffen frame, DOM
1137367	L, Wisp-neusmasker, stoffen frame, DOM
1137368	S/M, Wisp-neusmasker, transparant frame, DOM
1137369	L, Wisp-neusmasker, transparant frame, DOM
1137370	COMBOPACK, WISP-LABMASKER, DOM
1138989	P, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, 1118060
1138991	L, WISP-MASKER, TRANSPARANT MET HOOFDBAND, DOM 1118062
1138992	XL, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, 1118063
1138993	P, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, 1118064
1138994	S/M, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, 1118065
1138995	L, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, 1118066
1138996	XL, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, 1118067
1139009	S/M, WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, 1118061
1094051RTL	WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET MAGN. CLIPS, DOM-RTL
1148366	Magneetclips DreamWisp/Wisp - RTL

1141328	25 M Amara View met 1DS Auto
1141329	5 L Amara View met 1DS Pro
1141330	25 L Amara View met 1DS AUTO
1141343	AMARA VIEW-MAGNEETCLIP
1152184	Amara View-magneetclip, RTL
1152185	Amara View-hoofdband, standaard, RP-RTL
1152186	Amara View-hoofdband, RP, L, RTL
1152187	Amara View-masker met hoofdband, FitPack, RTL
1152586	Klein Amara View-masker met hoofdband (15)
1152587	Groot Amara View-masker met hoofdband (15)
1152588	M Amara View-masker met hoofdband (15 stuks)
1152593	Amara View-masker met hoofdband (15 stuks, 3 maten)
1153261	AMARA VIEW FITPACK-BUNDEL
1090664VGR	L Amara View-masker met hoofdband, INTL
1090696RTL	RP – Amara View-hoofdband, L-RTL
1090697RTL	RP-Amara View-hoofdband, standaard-RTL
CO_1090662	S AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, INTL
CO_1090663	M AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, INTL
CO_1090664	L AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, INTL
CO_1090696	RP AMARA VIEW-HOOFDBAND, L
CO_1090697	RP-AMARA VIEW-HOOFDBAND, STANDAARD
D1090602	DEMO AMARA VIEW-MASKER KLEIN
D1090603	DEMO AMARA VIEW-MASKER MEDIUM
D1090604	DEMO AMARA VIEW-MASKER GROOT
D1090670	DEMO AMARA VIEW FITPACK-DISCOTD.
ES1090662	Amara View-masker
ES1090663	Amara View-masker
ES1090664	Amara View-masker
ES1094060	Amara View-masker
ES1094061	Amara View-masker
ES1094062	Amara View-masker
HO_989804313041	M AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, INTL
HO_989804313042	L AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, INTL
HO_989805657711	M AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND
HO_989805657721	L AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND
HO_989805659841	M AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, INTL
HO_989805659851	L AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, INTL
HO_989805660171	S AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, INTL
HO_989805665581	RP – AMARA VIEW-HOOFDBAND, L
HO_989805665591	RP-AMARA VIEW-HOOFDBAND, STANDAARD
HO_989805666751	AMARA VIEW-MAGNEETCLIP
H1_300002222171	S AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND
VIP1090622	S Amara View-masker met hoofdband, DOM
VIP1090623	M Amara View-masker met hoofdband, DOM
VIP1090624	L AMARA VIEW-MASKER MET HOOFDBAND, DOM
VIP1090696	RP – Amara View-hoofdband, L
VIP1090697	RP-Amara View-hoofdband, standaard

1094052	WISP-MASKER, VS, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND
1110409	P, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, JPN
1110410	S/M, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, JPN
1110411	L, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, JPN
1113707	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, JPN SE
1116388	XL, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, JP
1118712	MW, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, JP
1126875	WELKOMSTPAKKET, WISP, DREAMSTATION
1128191	WISP MAGNETISCHE HOOFDBANDCLIPS, RP
1133994	WISP PED SCS KUSSEN RP
1138460	S/M L, stoffen combopck Wisp Lab-MSK, DOM
1141332	25 WISP TRANSPARANT FRAME MET 1DS AUTO
1141333	25 WISP STOFFEN FRAME MET 1DS PRO
1141334	25 WISP STOFFEN FRAME MET 1DS AUTO
1152169	Wisp-masker, transparant frame, met hoofdband, RTL
1152170	Wisp-masker, stoffen frame, met hoofdband, RTL
1152520	WISP-MASKER MET STOFFEN FRAME (15 STUKS)
1120434RTL	Wisp/DreamWisp magnetische hoofdbandclip, RP-RTL
D1094060	DEMO WISP-MASKER MET DOORZICHTIG FRAME
D1094061	DEMO WISP-MASKER MET STOFFEN FRAME
HO_989804312631	WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, INTL
HO_989805660151	WISP/DREAMWISP MAGNETISCHE HOOFDBANDCLIP, RP
HO_989805665651	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, INTL
HO_989805665661	WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, INTL
HO_989805668541	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET HOOFDBAND, INTL SE
H1_300000777771	WISP MAGNETISCHE HOOFDBANDCLIP S/A
H1_300000777781	WISP-CONNECTOR MAGNETISCH FRAME S/A
H1_300000981001	WISP-MASKER, TRANSPARANT FRAME, MET MAGN. CLIPS, DOM
H1_300000981041	WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET MAGN. CLIPS, DO
H1_300001019551	WISP YOUTH-MASKER MET MAGN. CLIPS, DOM
H1_300002222231	L, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
H1_300002222251	XL, WISP-MASKER, STOFFEN FRAME, MET HOOFDBAND, DOM
VIP1109298	WISP YOUTH-MASKER, STOF, MET MAGN. CLIPS, DOM
VIP1137360	Wisp-neusmasker voor laboratoria, stoffen frame, DOM
VIP1137361	Wisp-neusmasker voor laboratoria, transparant frame, DOM
VIP1137370	Combopack, Wisp-labmasker, DOM
VIP1138460	S/M L, STOFFEN COMBOPCK WISP-LABMASKER, DOM

DreamWisp-neusmasker met kussen over de neus	
Onderdeelnr.	Beschrijving
1137916	FitPack DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1137918	FitPack DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL
1137921	FitPack, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1137922	P, DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL
1137923	S, DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL
1137924	M, DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL
1137925	L, DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL
1137926	XL, DreamWisp neus, M connector, zonder hoofdband, GBL

DreamWear Full Face-masker	
Onderdeelnr.	Beschrijving
1133344	S, DreamWear UTN neus/Full Face, Combo Pack
1133345	M, DreamWear UTN neus/Full Face, Combo Pack
1133370	S, DreamWear Full Face, S en M frame, INTL
1133371	M, DreamWear Full Face, S en M frame, INTL
1133372	L, DreamWear Full Face, S en M frame, INTL
1133373	MW, DreamWear Full Face, S en M frame, INTL
1133375	S, DreamWear Full Face, S en M frame, GBL
1133376	M, DreamWear Full Face, S en M frame, GBL
1133377	L, DreamWear Full Face, S en M frame, GBL
1133378	M, DreamWear Full Face, S en M frame, GBL
1133380	S, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband, GBL
1133381	M, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband, GBL
1133382	L, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband, GBL
1133383	MW, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband, GBL
1133385	S, DreamWear Full Face, S frame, met hoofdband, GBL
1133386	M, DreamWear Full Face, S frame, met hoofdband, GBL
1133387	L, DreamWear Full Face, S frame, met hoofdband, GBL
1133388	MW, DreamWear Full Face, S frame, met hoofdband, GBL
1133390	S, DreamWear Full Face, L frame, met hoofdband, GBL
1133391	M, DreamWear Full Face, L frame, met hoofdband, GBL
1133392	L, DreamWear Full Face, L frame, met hoofdband, GBL
1133393	MW, DreamWear Full Face, L frame, met hoofdband, GBL
1133395	DreamWear Full Face, demopakket
1133400	FitPack, DreamWear Full Face, M frame, GBL
1133401	DreamWear Full Face, M frame, zonder hoofdband, GBL
1133405	S, DreamWear Full Face, M frame, zonder hoofdband, GBL
1133406	M, DreamWear Full Face, M frame, zonder hoofdband, GBL
1133407	L, DreamWear Full Face, M frame, zonder hoofdband, GBL
1133408	MW, DreamWear Full Face, M frame, zonder hoofdband, GBL
1133410	S, DreamWear Full Face, S frame, zonder hoofdband, GBL
1133411	M, DreamWear Full Face, S frame, zonder hoofdband, GBL
1133412	L, DreamWear Full Face, S frame, zonder hoofdband, GBL
1133413	MW, DreamWear Full Face, S frame, zonder hoofdband, GBL
1133415	S, DreamWear Full Face, L frame, zonder hoofdband, GBL
1133416	M, DreamWear Full Face, L frame, zonder hoofdband, GBL
1133417	L, DreamWear Full Face, L frame, zonder hoofdband, GBL
1133418	MW, DreamWear Full Face, L frame, zonder hoofdband, GBL
1133423	S/M, DreamWear Full Face, S frame, met hoofdband, JPN
1133424	S/M, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband, JPN
1133425	S/M, DreamWear Full Face, L frame, met hoofdband, JPN

1137927	P, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, GBL
1137928	S, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, GBL
1137929	M, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, GBL
1137930	L, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, GBL
1137931	XL, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, GBL
1137932	P, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1137933	S, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1137934	M, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1137935	L, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1137936	XL, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, GBL
1137937	P, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, INT
1137938	S, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, INT
1137939	M, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, INT
1137940	L, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, INT
1137941	XL, DREAMWISP neus, S connector, met hoofdband, INT
1137942	P, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1137943	S, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1137944	M, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1137945	L, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1137946	XL, DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, INT
1137947	P, DreamWisp neus, S-M-L connector, met hoofdband, JPN
1137948	S, DreamWisp neus, S-M-L connector, met hoofdband, JPN
1137949	M, DreamWisp neus, S-M-L connector, met hoofdband, JPN
1137950	L, DreamWisp neus, S-M-L connector, met hoofdband, JPN
1137951	XL, DreamWisp neus, S-M-L connector, met hoofdband, JPN
1137953	LABPK DREAMWISP ALLE CONNECTORS S/M/L KUSSEN MET HOOFDBAND
1137954	P/XL LABPK DREAMWISP LABPAKKET, S/L CONNECTOR
1137955	Combo labpakket DreamWisp
1137964	DreamWisp-HOOFDBAND, RP
1137965	DREAMWISP LARGE HOOFDBAND, RP
1137966	DREAMWISP RS HOOFDBAND, RP
1139332	P, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, KR
1139333	S, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, KR
1139334	M, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, KR
1139335	L, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, KR
1139336	XL, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, KR
1144344	DreamWisp RS HOOFDBAND-Lab, RP
1144345	DreamWisp LARGE HOOFDBAND-Lab, RP
1144346	DreamWisp-HOOFDBAND - Lab, RP
1144502	FitPack, DreamWisp, VS
1148409	DreamWisp-hoofdband (RS)- RTL
1148410	DreamWisp-HOOFDBAND, RP- RTL

1133427	W, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband, JPN
1133430	S, DreamWear Full Face-kussen, RP
1133431	M, DreamWear Full Face-kussen, RP
1133432	L, DreamWear Full Face-kussen, RP
1133433	MW, DreamWear Full Face-kussen, RP
1133434	SW, DreamWear Full Face-kussen, RP
1133435	S, DreamWear Full Face-kussen, RP, JPN
1133436	M, DreamWear Full Face-kussen, RP, JPN
1133438	W, DreamWear Full Face-kussen, RP, JPN
1133450	DreamWear Full Face-hoofdband, RP
1133454	Hoofdbandmagneetclip, RP
1135275	S, DreamWear Full Face, S en M frame, CHN
1135276	M, DreamWear Full Face, S en M frame, CHN
1135277	SW, DreamWear Full Face, S en M frame, CHN
1135278	MW, DreamWear Full Face, S en M frame, CHN
1135327	S, DreamWear Full Face, S en M frame, KR
1135388	M, DreamWear Full Face, S en M frame, KR
1135389	SW, DreamWear Full Face, S en M frame, KR
1135390	MW, DreamWear Full Face, S en M frame, KR
1137430	Fitpack, DreamWear Full Face Lab, M frame, DOM
1137431	Uitgebr. maatpakket, DreamWear Full Face-labmasker, DOM
1137437	S, DreamWear Full Face-labmasker, M frame, DOM
1137438	S, DreamWear Full Face-labmasker, S frame, DOM
1137439	M, DreamWear Full Face-labmasker, M frame, DOM
1137440	COMBOPACK, DREAMWEAR FULL FACE-LABMASKER
1140235	S, DreamWear Full Face, M frame, met hoofdband, USA
1143130	FitPack, DreamWear Full Face, M frame, USA
1144347	DreamWear Full Face-hoofdband - Lab, RP
1146593	S, DreamWear Full Face-kussen, RP - RTL
1146594	M, DreamWear Full Face-kussen, RP - RTL
1146595	L, DreamWear Full Face-kussen, RP - RTL
1146596	MW, DreamWear Full Face-kussen, RP - RTL
1146597	DreamWear Full Face-hoofdband, RP - RTL
1148363	DreamWear Full Face-magneetclip - RTL
113375RTL	DreamWear Full Face-maskerkit, S kussen
1133376RTL	DreamWear Full Face-maskerkit, M kussen
1133377RTL	DreamWear Full Face-maskerkit, L kussen
1133378RTL	DreamWear Full Face-maskerkit, medium breed
1133430RTL	S, DREAMWEAR FULL FACE-KUSSEN, RP-RTL
11333431RTL	M, DREAMWEAR FULL FACE-KUSSEN, RP-RTL
11333432RTL	Philips Respiroics DreamWear full face-kussen
11333433RTL	Philips Respiroics DreamWear full face-kussen
1137470	Platformpack, DreamWear-labmasker
1141326	25 S DreamWear Full Face met 1DS Auto

1148411	DREAMWISP LARGE HOOFDBAND, RP- RTL
1148913	P, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, CN
1148914	S, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, CN
1148915	M, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, CN
1148916	L, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, CN
1148917	XL, DreamWisp neus, S-M connector, met hoofdband, CN
1137942AP	P, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, AP
1137942CE	P, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, CE
1137942RC	P, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, RC
1137943AP	S, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, AP
1137943CE	S, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, CE
1137943RC	S, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, RC
1137944AP	M, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, AP
1137944CE	M, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, CE
1137944RC	M, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, RC
1137945AP	L, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, AP
1137945CE	L, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, CE
1137945RC	L, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, RC
1137946AP	XL, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, AP
1137946CE	XL, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, CE
1137946RC	XL, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, RC
1137916RTL	FITPACK DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND -RTL
1141756	DREAMWISP-HOOFDBAND, RP
1141757	DREAMWISP LARGE HOOFDBAND, RP
1141808	DREAMWISP RS HOOFDBAND, RP
1152157	DreamWisp neus, P, M connector, met hoofdband, RTL
1152158	DreamWisp neus, XL, M connector, met hoofdband, RTL
1152159	DreamWisp neus, M connector, met hoofdband, fitpack RTL
1152551	DreamWisp-neusmasker FitPack (15 stuks)
1137964RTL	DreamWisp-HOOFDBAND, RP- RTL
1137965RTL	DREAMWISP LARGE HOOFDBAND, RP- RTL
1137966RTL	DreamWisp RS HOOFDBAND, RP- RTL
CE1137942	P, DREAMWISP-NEUSMASKER, M CONNECTOR,
CE1137943	S, DREAMWISP-NEUSMASKER, M CONNECTOR,
CE1137944	M, DREAMWISP-NEUSMASKER, M CONNECTOR,
CE1137945	L, DREAMWISP-NEUSMASKER, M CONNECTOR,
CE1137946	XL, DREAMWISP-NEUSMASKER, M CONNECTOR,
DWMT2018	Fitpack, DreamWisp SPU
HO_989805659901	FITPACK DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, GBL
HO_989805659911	FITPACK, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, INT
HO_989805659971	P, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, INT
HO_989805659981	S, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, INT
HO_989805659991	M, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, INT
HO_989805660001	L, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, INT

1141351	25 S DreamWear Full Face met 1DS Pro
1141352	25 M DreamWear Full Face met 1DS Pro
1141353	25 M DreamWear Full Face met 1DS Auto
1141355	25 L DreamWear Full Face met 1DS Auto
1144112	S Dreamwear UTN M Frame en S Full Face Cu
1144113	M Dreamwear UTN M Frame en M Full Face Cu
1144114	L Dreamwear UTN M Frame en L Full Face Cu
1152148	DreamWear Full Face S, met HOOFDBAND, S-M Frame, RTL
1152149	DreamWear Full Face M, met HOOFDBAND, S-M Frame, RTL
1152150	DreamWear Full Face L, met HOOFDBAND, S-M Frame, RTL
1152151	DreamWear Full Face MW, met HOOFDBAND, S-M Frame, RTL
1152152	DreamWear Full Face met HOOFDBAND, Fitpack, M Frame, RTL
1152153	DreamWear Full Face S, zonder HOOFDBAND, M Frame, RTL
1152154	DreamWear Full Face M, zonder HOOFDBAND, M Frame, RTL
1152155	DreamWear Full Face L, zonder HOOFDBAND, M Frame, RTL
1152156	DreamWear Full Face S, zonder HOOFDBAND, S Frame, RTL
1152589	S, DreamWear Full Face, S en M frame, 15 stuks
1152590	M, DreamWear Full Face, S en M frame (15 stuks)
1152591	L, DreamWear Full Face, S en M frame (15 stuks)
1152592	MW, DreamWear Full Face, S en M frame (15 stuks)
1152594	DreamWear Full Face, S & M Frm, 15 stuks
1133370UA	S, DreamWear Full Face, S en M frame, Oekraïne
1133371UA	M, DreamWear Full Face, S en M frame, Oekraïne
1133372UA	L, DreamWear Full Face, S en M Frame, VK
1133373UA	MW, DreamWear Full Face, S en M Frame, VK
1133450RTL	DreamWear Full Face-hoofdband, RP-RTL
CO_1133395	HH1133/00 DREAMWEAR FULL FACE-DEMOPAKKET
CO_1133400	HH1141/00 DREAMWEAR FULL FACE-FITPACK (1
D1133375	DEMO DREAMWEAR FULL FACE SMALL (S&M FRAME
D1133376	DEMO DREAMWEAR FULL FACE MEDIUM (S&M FRAME
D1133377	DEMO DREAMWEAR FULL FACE LARGE (S&M FRAME
D1133378	DEMO DREAMWEAR FULL FACE M BREED (S&M
D1133395	DEMO DREAMWEAR FULL FACE-DEMOPACK (S M
HO_989804316972	M, DREAMWEAR FULL FACE, S EN M FRAME, INTL FITPACK, DREAMWEAR FULL FACE LAB, M FRAME, DOM
HO_989805662851	S, DREAMWEAR FULL FACE, S EN M FRAME, GBL
HO_989805666601	M, DREAMWEAR FULL FACE, S EN M FRAME, GBL
HO_989805666611	L, DREAMWEAR FULL FACE, S EN M FRAME, GBL
HO_989805666621	M, DREAMWEAR FULL FACE, S EN M FRAME, GBL
HO_989805666631	S, DREAMWEAR FULL FACE-KUSSEN, RP
HO_989805666651	M, DREAMWEAR FULL FACE-KUSSEN, RP
HO_989805666661	L, DREAMWEAR FULL FACE-KUSSEN, RP
HO_989805666671	MW, DREAMWEAR FULL FACE-KUSSEN, RP
HO_989805666681	DREAMWEAR FULL FACE-HOOFDBAND, RP
HO_989805667541	FITPACK, DREAMWEAR FULL FACE, M FRAME, GBL
HO_989805668691	S, DREAMWEAR FULL FACE, S EN M FRAME, INTL
HO_989805668701	M, DREAMWEAR FULL FACE, S EN M FRAME, INTL
HO_989805668711	L, DREAMWEAR FULL FACE, S EN M FRAME, INTL
HO_989805668721	M, DREAMWEAR FULL FACE, S EN M FRAME, INTL DREAMWEAR-MAGNEETCUP MET VOLLEDIG KUSSEN
H1_300003448521	HH1141/00 DREAMWEAR FFF (1133400)
S4_884302200540	HH1133/00 DREAMWEAR FULL FACE-DEMOPAKKET
S4_884303900010	

HO_989805660011	XL, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND, INT
HO_989805660111	DREAMWISP-HOOFDBAND, RP
HO_989805660121	DREAMWISP LARGE HOOFDBAND, RP
HO_989805660131	DREAMWISP RS HOOFDBAND, RP
HO_989805662861	LABPK DREAMWISP ALLE CONNECTORS S/M/L KUSSEN MET HOOFDBAND
H1_300004357261	DWISP CLIFF NEUS # FRAME
H1_300004498891	1137916-FITPK DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR MET
H1_300004498971	1137923-S, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, ZONDER HOOFDBAND
H1_300004500681	1137924-M, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, ZONDER HOOFDBAND
H1_300004500691	1137925-L, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, ZONDER HOOFDBAND
H1_300004500771	1137934-M, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND
H1_300004500791	1137935-L, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND
H1_300004500921	1137946-XL, DREAMWISP NEUS, M CONNECTOR, MET HOOFDBAND
S4_884335000150	HH1143/00 DREAMWISP, P, M CONNECTOR, GBL (11
VIP1137953	LABPK DREAMWISP ALLE CONNECTORS S/M/L KUSSEN MET HOOFDBAND
VIP1137954	P/XL LABPK DREAMWISP LABPAKKET, S/L CONNECTOR
VIP1137955	Combo labpakket DreamWisp
VIP1137964	DreamWisp-HOOFDBAND, RP
VIP1137965	DREAMWISP LARGE HOOFDBAND, RP
VIP1137966	DREAMWISP RS HOOFDBAND, RP
S4_884316300010	HH1037/00 NEUSMASKER FITPK MIN CONTACT

Therapy-masker 3100 NC/SP	
Onderdeelnr.	Beschrijving
1144608	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband, GBL
1144610	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband, GBL
1145038	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband, INT
1145039	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband, CE
1145040	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband, RC
1145041	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband, AP
1145044	XS, Therapy-masker 3100 NC, zonder hoofdband, GBL
1145045	S, Therapy-masker 3100 NC, zonder hoofdband, GBL
1145046	M, Therapy-masker 3100 NC, zonder hoofdband, GBL
1145047	L, Therapy-masker 3100 NC, zonder hoofdband, GBL
1145048	MW, Therapy-masker 3100 NC, zonder hoofdband, GBL
1145049	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband, INT
1145050	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband, CE
1145051	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband, RC
1145052	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband, AP
1145055	XS, Therapy-masker 3100 SP, zonder hoofdband, GBL
1145056	S, Therapy-masker 3100 SP, zonder hoofdband, GBL
1145057	M, Therapy-masker 3100 SP, zonder hoofdband, GBL
1145058	L, Therapy-masker 3100 SP, zonder hoofdband, GBL
1145059	MW, Therapy-masker 3100 SP, zonder hoofdband, GBL
1145060	Therapy-masker 3100 NC-SP, demopack, GBL
1145061	Therapy-masker 3100 NC, lab FitPack, enkel
1145062	Therapy-masker 3100 SP, lab FitPack, enkel
1145063	Therapy-masker 3100 NC-SP, lab, combo, GBL
1145064	XS, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
1145065	S, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
1145066	M, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
1145067	L, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP

S4_884329101010	HH1126/01 FULL FACE-MASKER DREAMWEAR S M C
S4_884329102010	HH1126/02 FULL FACE-MASKER DREAMWEAR S M C
S4_884329103010	HH1126/03 FULL FACE-MASKER DREAMWEAR S M C
S4_884329104010	HH1126/04 FULL FACE-MASKER DREAMWEAR S M C
S4_884329201010	HH1128/01 KUSSEN DREAMWEAR FULL FACE
S4_884329202010	HH1128/02 FULL FACE-MASKER DREAMWEAR-KUSSEN
S4_884329203010	HH1128/03 KUSSEN DREAMWEAR FULL-FACE L
S4_884329300010	HH1131/00 HOOFDBAND DREAMWEAR FULL FACE
VIP1133430	S, DreamWear Full Face-kussen, RP
VIP1133431	M, DreamWear Full Face-kussen, RP
VIP1133432	L, DREAMWEAR FULL FACE-KUSSEN, RP
VIP1133433	MW, DreamWear Full Face-kussen, RP
VIP1133450	DreamWear Full Face-hoofdband, RP
VIP1137430	Fitpack, DreamWear Full Face Lab, M frame, DOM
VIP1137431	Uitgebr. maatpakket, DreamWear Full Face-labmasker, DOM
VIP1137440	COMBOPACK, DREAMWEAR FULL FACE-LABMASKER
S4_884331701010	HH1127/01 FULL FACE-MASKER DW S M FRAME KUSSEN
S4_884331702010	HH1127/02 FULL-FACE-MASKER DW SM FR M KUSSEN
S4_884331703010	HH1127/03 FULL-FACE-MASKER DW SM FR L KUSSEN
S4_884331704010	HH1127/04 FULL-FACE-MASKER DW SM F MW KUSSEN

1145068	MW, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
1145069	XS, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
1145070	S, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
1145071	M, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
1145072	L, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
1145073	MW, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
1145074	Therapy-masker 3100 NC-SP, frame, RP
1145459	XS, Therapy-masker 3100 NC, met hoofdband, GBL
1145460	S, Therapy-masker 3100 NC, met hoofdband, GBL
1145461	M, Therapy-masker 3100 NC, met hoofdband, GBL
1145462	MW, Therapy-masker 3100 NC, met hoofdband, GBL
1145463	L, Therapy-masker 3100 NC, met hoofdband, GBL
1145464	XS, Therapy-masker 3100 SP, met hoofdband, GBL
1145465	S, Therapy-masker 3100 SP, met hoofdband, GBL
1145466	M, Therapy-masker 3100 SP, met hoofdband, GBL
1145467	MW, Therapy-masker 3100 SP, met hoofdband, GBL
1145478	L, Therapy-masker 3100 SP, met hoofdband, GBL
1145916	Therapy-masker 3100 NC, lab FitPack, GBL
1145917	Therapy-masker 3100 SP, lab FitPack, GBL
1145042	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband, CN
1145043	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, met hoofdband, JP
1145053	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband, CN
1145054	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, met hoofdband, JP
1148383	XS, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP-RTL
1148384	S, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP-RTL
1148385	M, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP-RTL
1148386	L, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP-RTL
1148387	MW, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP-RTL
1148418	XS, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP-RTL
1148419, 1148420	S & M, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP-RTL
1148422	L, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP-RTL
1148425	MW, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP-RTL
1148429	Therapy-masker 3100 NC-SP, frame, RP-RTL
1149794, 1149795	Therapy-masker 3100 NC-SP, FitPack, met hoofdband, KR
VIP1145063	Therapy-masker 3100 NC-SP, lab, combo, GBL
VIP1145064	XS, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
VIP1145065	S, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
VIP1145066	M, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
VIP1145067	L, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
VIP1145068	MW, Therapy-masker 3100 NC, kussen, RP
VIP1145069	XS, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
VIP1145070	S, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
VIP1145071	M, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
VIP1145072	L, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
VIP1145073	MW, Therapy-masker 3100 SP, kussen, RP
VIP1145916	Therapy-masker 3100 NC, lab FitPack, GBL
VIP1145917	Therapy-masker 3100 SP, lab FitPack, GBL
1144609	Therapy-masker 3100 NC, FitPack, zonder hoofdband, GBL
1144611	Therapy-masker 3100 SP, FitPack, zonder hoofdband, GBL
1133454RTL	Hoofdbandmagneetclip, RP-RTL