

Hoe ontvang je tot €20 cashback?

Let op: Tijdens het inschrijven dien je een foto/scan van het aankoopbewijs en de streepjescode te uploaden.

- Step 1:** Ga naar www.philips.nl/acties en klik op de betreffende actie.
- Step 2:** Vul het inschrijfformulier in. Tijdens het inschrijven dien je een foto/scan van het aankoopbewijs en de streepjescode te uploaden.
- Step 3:** Na ontvangst van alle bovenstaande documenten streven we ernaar het cashback bedrag binnen 4 weken op de betreffende bankrekening te storten.

Het insturen van een kopie van het aankoopbewijs en de volledige originele (!) streepjescode van de verpakking kan eventueel ook per post. Je dient de genoemde documenten dan samen met de bevestigingsmail die je ontvangt na de inschrijving op te sturen naar:

**Philips Personal Health
Postbus 8547
5605 KM Eindhoven**



-€20

HX8462/01



-€15

HX8432/03
HX8432/01
HX8431/02
HX8431/01

Actievoorzwaarden:

- Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in Nederland in de periode van 4 september t/m 29 oktober 2017 bij MediaMarkt
- Deze actie geldt alleen op bovenstaande typenummers
- Philips aanvaardt maximaal 3 inschrijvingen per deelnemer voor deze actie
- Volledige inzendingen dienen uiterlijk 12 november 2017 in ons bezit te zijn
- Bij het per post versturen van de benodigde documenten, wordt de officiële verzenddatum aangegeven door de poststempel
- Onvolledige en onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet geaccepteerd
- Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen
- Het bedrag kan alleen per bankoverschrijving aan je worden overgemaakt
- Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden
- Philips behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen
- Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18? Vraag dan je ouder of wettelijk vertegenwoordiger om de inschrijving te voltooien

Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.nl/acties of bel met de Philips Consumentenlijn: 0900 - 202 11 77 (€ 0,50 per gesprek)

twitter.com/PhilipsNL [Facebook.com/PhilipsNederland](https://www.facebook.com/PhilipsNederland)



Philips is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten haar macht ligt. Deze actie wordt georganiseerd door Philips Nederland B.V., vragen of opmerkingen kun je richten aan de Philips Consumentenlijn op 0900 202 11 77 (€0,50 per gesprek). Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt teneinde de cashback aan je uit te keren. Philips hanteert een Privacybeleid dat je kunt terugvinden op www.philips.nl/privacypolicy.

www.philips.nl/sonicare

PHILIPS

sonicare

AirFloss

Tot
€20
cashback*

**95% van de gebruikers ervaart
minder bloedend tandvlees****

Philips Sonicare AirFloss Ultra
Gezonder tandvlees op een
gemakkelijkere en voordeligere manier!



*Zie achterzijde voor de actievoorzwaarden. **In vergelijking met een handtandenborstel. Wanneer gebruikt in combinatie met een handtandenborstel en anti-microbiële mondspoeling bij patiënten met een milde tot gemiddelde vorm van gingivitis, de AirFloss is ontworpen om onregelmatige flossers te helpen met het ontwikkelen van een dagelijkse reinigingsroutine.



Gezonder tandvlees op een gemakkelijkere manier, ontworpen voor de onregelmatige flosser

- Spoelt tandplak weg en helpt gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen
- Verbeterd de gezondheid van het tandvlees in 2 weken
- Verwijdert tot 99,9% tandplak van de behandelde delen
- Reinigt de hele mond in slechts 60 seconden

De AirFloss Ultra reinigt de hele mond in slechts 60 seconden en verwijdert tot 99,9% tandplak* van de behandelde delen. De werking is heel eenvoudig: vul het reservoir met water of mondspoeling, kies de zogeneten burstfrequentie en beweeg de spuitkop langzaam langs de tanden.

Nu tot €20 cashback, een gezonde mond was nog nooit zo voordelig!



Philips Sonicare AirFloss Ultra Refill

Gezonder tandvlees in 2 weken

- Het vul- en laadstation vult het handvat automatisch in minder dan 10 seconden
- Het reservoir is groot genoeg voor 2 weken mondwater
- Vermindert bloedend tandvlees bij 95% van de gebruikers.**
- Gemiddelde flosstijd: 60 seconden: richt, druk en maak schoon!
- Reinigt moeilijk bereikbare plekken en helpt gaatjes tussen de tanden voorkomen
- Het laadstation zorgt ervoor dat het handvat altijd opgeladen en klaar voor gebruik is



*Zie achterzijde voor de actievoorwaarden. **In vergelijking met een handtandenborstel. Wanneer gebruikt in combinatie met een handtandenborstel en anti-microbiële mondspoeling bij patiënten met een milde tot gemiddelde vorm van gingivitis; de AirFloss is ontworpen om onregelmatige flossers te helpen met het ontwikkelen van een dagelijkse reinigingsroutine.